

Eyrless ato des

Fiche technique

Lessive poudre complète désinfectante sans phosphate ni zéolite.

Pour linge blanc et couleur grand teint. Formule renforcée en activateur de lavage et de blanchiment pour un détachage et une blancheur impeccable, même à basse température (30 °C). Formulation utilisable pour tous types de textiles et de fibres et à toutes températures.

Lessive complète utilisable aussi bien en milieu hospitalier pour son efficacité désinfectante mais également en hôtellerie et restauration pour son pouvoir blanchissant élevé. Agréablement parfumé. Bactéricide selon EN 13727 à 40 °C et en 30 mn, en conditions de propreté (à 1 g/L) et en conditions de saleté (10 g/L); Bactéricide selon EN 1276 à 40 °C et en 30 mn, en conditions de propreté (à 2g/L); Levuricide selon EN 13624 à 50 °C et en 30 mn, en conditions de propreté (2 g/L) ; Levuricide selon EN 1650 à 50 °C et en 30 mn, en conditions de propreté (2 g/L).

Mode d'emploi

Dosage au lavage : 12 à 30 g /kg de linge sale selon le degré de salissure et la dureté de l'eau.

Tableau lavage

Un sac de 20 kg permet de réaliser jusqu'à 222 lavages en eau moyennement dure, pour un linge normalement sale.

et désinfection	LINGE PEU SALE	LINGE SALE	LINGETRES SALE
PRE-LAVAGE	12 g/Kg de linge sec (3/4 de gobelet)		
LAVAGE	15 g/Kg	18 g/Kg	20 g/Kg
Eau douce (< 15°TH)	7/8 de gobelet	1 gobelet	1 gobelet 1/4
Eau dure (de 15 à 35°TH)	18 g/Kg	20 g/Kg	25 g/Kg
	1 gobelet	1 gobelet 1/4	1 gobelet 1/2
Eau très dure (> 35°TH)	20 g/Kg	25 g/Kg	30 g/Kg
	1 gobelet 1/4	1 gobelet 1/2	1 gobelet 3/4

Dose exprimée pour une machine de 4,5 kg / linge sec. Doseur gradué fourni de 120 ml (1 dose = 76,5 q = 120 ml)

	LINGE PEU SALE	LINGE SALE	LINGETRES SALE
Lavage direct sans prélavage	Additionner les doses de prélavage et lavage en fonction de la dureté de l'eau et du niveau de salissures du linge		

Conditionnements

- Emballage : sac de 20 Kg.

Données techniques

- Aspect : poudre blanche avec des points bleus

- pH: à 1%: 10 - 11

Précautions

Ne pas laver les articles portant le symbole : ₩ Respecter les indications de lavage des textiles et les conseils du fabricant de la machine à laver. Ne pas utiliser pour le lavage des lainages et textiles délicats.

Eviter les projections oculaires et le contact avec l'épiderme.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Sécurité selon FDS

Lésions oculaires graves, Catégorie 1.

Produit biocide TP 2

Formulation soumise à demande d'AMM et inventoriée sous le n°55283 : Lessive désinfectante en poudre : action curative destinée à la désinfection des textil es enenvironnement médical.

Actif biocide : préparation à base de PERCARBONATE DE SODIUM (14%) et TETRA ACETYL ETHYLENE DIAMINE 1,84g 100g de poudre génère d'ACIDE PERACETIQUE IN SITU (CAS 79-21-0).

Date de péremption et n° de lot : voir sur l'emballage.

L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière

responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Formule déposée au centre Antipoison France :

+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande au 05.55.27.65.27 pour les médecins selon les articles R4624-4 et R4624-9 du code du travail.

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n°

648/2004 relatif aux détergents.
Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des états membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.

01-08-2019 Ind. 8







