


# 3 EN 1 PREMIUM A

Assure la détergence et la désinfection en une seule opération des sols et des surfaces.

## Développement durable

### Une formulation ANIOSAFE

- ✓ Formule biodégradable supérieure à 99%.
- ✓ Formule concentrée : Un bidon de 5L = 2000 L de produit dilué à 0,25%.



DOSE D'EMPLOI  
dès  
0,25%



USAGE PROFESSIONNEL

 **Laboratoires ANIOS**  
Le professionnel de la désinfection

## Une détergence haute performance

- Large compatibilité avec les sols et les surfaces lavables, grâce à son pH neutre.
- Ne laisse pas de dépôts sur les sols.
- Séchage rapide, sans trace et sans résidu collant..

## Une désinfection haute performance

- L'efficacité de nos produits est testée dans des conditions représentant celles rencontrées sur le terrain selon le système normatif européen.
- Large efficacité désinfectante y compris sur les micro-organismes résistants.
- Nettoie et désinfecte en une seule opération : Efficacité prouvée en conditions de saleté.

| Concentration | Activité      | Temps      | Normes                                                                                                        |
|---------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,25 %        | Bactéricide   | 5 minutes  | EN 1040 : - Pseudomonas aeruginosa<br>- Staphylococcus aureus                                                 |
|               |               | 30 minutes | EN 13727* : - Enterococcus hirae<br>- Pseudomonas aeruginosa<br>- Staphylococcus aureus                       |
|               | Tuberculocide | 60 minutes | EN 13697* : - Enterococcus hirae<br>- Escherichia coli<br>- Pseudomonas aeruginosa<br>- Staphylococcus aureus |
|               |               | 15 minutes | EN 14348*, EN 14563* : Mycobacterium terrae                                                                   |
|               | Levuricide    | 15 minutes | EN 1275*, EN 13624* : Candida albicans                                                                        |
|               |               | 30 minutes | EN 13697* : Candida albicans                                                                                  |
|               | Fongicide     | 15 minutes | EN 1275 : Aspergillus niger                                                                                   |
| 0,5%          | Bactéricide   | 30 minutes | EN 13697* : Aspergillus niger                                                                                 |
|               |               | 5 minutes  | Selon EN 14476* : PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), vaccinia virus, Herpesvirus                |
|               | Tuberculocide | 15 minutes | EN 13697* : - Enterococcus hirae<br>- Escherichia coli<br>- Pseudomonas aeruginosa<br>- Staphylococcus aureus |
|               |               | 30 minutes | EN 14348*, EN 14563* : Mycobacterium terrae                                                                   |
| 1 %           | Levuricide    | 15 minutes | EN 13697* : Candida albicans                                                                                  |
|               | Bactéricide   | 5 minutes  | EN 13697* : - Enterococcus hirae<br>- Escherichia coli<br>- Pseudomonas aeruginosa<br>- Staphylococcus aureus |
|               |               | 15 minutes | EN 13697* : Aspergillus niger                                                                                 |

\* Normes d'application en conditions de saleté

■ Efficacité également démontrée sur souches additionnelles

| Concentration | Activité    | Temps      | Efficacité en conditions de saleté                                                                                                          |
|---------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,10%         | Bactéricide | 5 minutes  | Selon EN 1276 : - Acinetobacter baumannii BLSE<br>- Staphylococcus aureus SARM<br>- Enterococcus faecium ERV<br>- Listeria monocytogenes 4b |
|               |             | 15 minutes | Selon EN 13697* : Enterobacter aerogenes BLSE                                                                                               |
| 0,25%         | Bactéricide | 5 minutes  | Selon EN 1276 : Salmonella enteritidis                                                                                                      |
|               |             | 15 minutes | Selon EN 13697* : - Enterobacter cloacae BLSE<br>- Escherichia coli BLSE<br>- Klebsiella pneumoniae BLSE                                    |

\* Normes d'application en conditions de saleté

*La différence par la performance*

# 3 EN 1 PREMIUM A

DOSE D'EMPLOI  
dès  
0,25%




Assure la détergence et la désinfection  
en une seule opération des sols et des surfaces.

USAGE PROFESSIONNEL

## MODE D'EMPLOI

- Solution concentrée. S'utilise à la dilution de 0,25% (2,5 ml/l), soit 20 ml pour 8 litres d'eau froide ou chaude (max. +60°C).
- Appliquer en quantité suffisante (+/- 30 ml/m<sup>2</sup>). respecter le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne recherchée.
- Le rinçage est inutile sauf si les zones traitées sont destinées à être en contact avec la peau, les muqueuses ou les denrées alimentaires.
- A la dilution d'emploi, le produit ne présente pas d'incompatibilité avec les matériaux couramment rencontrés..



## Indications

- Nettoyage, désinfection et désodorisation des surfaces et des sols (même protégés) en une seule opération.

## Composition

- N-[3-aminopropyl]-N-dodécylpropane-1,3-diamine (N°CAS 2372-82-9 : 51 mg/g), Chlorure de didécyl diméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 25 mg/g), excipients.

## Données physico-chimiques

- Liquide de couleur verte
- Densité à +20°C :  $\approx 1,007$
- pH du produit pur à +20°C :  $\approx 11$
- pH du produit dilué (0,25%) à +20°C :  $\approx 8$

## Données réglementaires

- Dangereux - respectez les précautions d'emploi (établies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques). Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
- Stockage : entre +5°C et +35°C.
- Produit biocide destiné à la désinfection des surfaces en contact ou non avec les denrées alimentaires (Groupe 1-TP 2 & 4) - usage réservé aux professionnels.
- Fabriqué en France.

## Conditionnements

250 doses — 20ml réf : 2552158  
6 flacons — 1L réf : 2552224  
4 bidons — 5kg réf : 2552034