



# Gel antiseptique NPC

Antiseptie rapide et fréquente de la peau saine.



- Gel formulé avec des agents hydratants et émollients sans Parfum, ni Colorant.
- Large spectre antimicrobien.
- Action rapide (30 sec.), effet prolongé (3 heures), (friction chirurgicale : EN 12791).

## INDICATIONS

Gel hydroalcoolique pour la désinfection des mains par friction en l'absence de point d'eau. Actif dès 30 secondes, le GEL ANTISEPTIQUE NPC est la solution pour l'hygiène de vos mains.

## COMPOSITION

Ethanol (700 mg/g soit 755 ml/l - N° CAS 64-17-5), excipients. Le GEL ANTISEPTIQUE sans Parfum ni Colorant, est formulé avec des agents hydratants et émollients.

## PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

Actif sur bactéries (Staphylocoque, Enterocoque, ...) selon EN 1040, pr EN 12054, EN 1500, EN 12791 et sur levures et moisissures (Candida albicans, Aspergillus niger) selon EN 1275 et EN 1650. Tuberculocide (EN 14348). Virucide : EN 14476+A1. Actif sur Herpes-, Rota-, Noro- et Corona-virus, HIV-1, virus de la grippe porcine (Influenza virus A [H<sub>1</sub>N<sub>1</sub>]), PRV (virus modèle du virus de l'hépatite B) et BVDV (virus modèle du virus de l'hépatite C).

## MODE D'EMPLOI

Gel prêt à l'emploi. Verser une dose de 3 ml\* dans le creux de la main. Se frotter les mains jusqu'à séchage complet (pour un temps de friction de 30 secondes). Ne pas rincer. Répéter l'application chaque fois que nécessaire ou se référer aux protocoles existants.

\*3ml = 2 pressions de pompe.

## DONNÉES PHYSICO-CHIMIQUES

Gel incolore.

pH du produit à +20°C : ≈ 5,5

Densité à +20°C : ≈ 0,862

Viscosité à +20°C : 1200 à 2500 mPa.s

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux - respectez les précautions d'emploi (établies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques) Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Stockage : entre +5°C et +25°C. Produit biocide destiné à l'hygiène humaine (Groupe 1 - TP1)

## CONDITIONNEMENTS

- 1 12 flacons airless de 1L .....réf : 1851144
- 2 3 flacons de 1L pompe vissée .....réf : 1851239
- 3 6 flacons de 500 ml pompe vissée .....réf : 1851052
- 4 6 flacons de 300 ml pompe vissée .....réf : 1851366
- 5 20 flacons de 100 ml.....réf : 1851505
- 6 20 flacons de 75 ml .....réf : 1851274



Laboratoires  
**ANIOS**  
Le professionnel de la désinfection

Pavé du Moulin  
59260 Lille - Hellemmes - FRANCE  
Tél : +33 3 20 67 67 67  
Fax : +33 3 20 67 67 68  
www.anios.com